

小さく軽い簡単操作



ジドウソクテイ

試料滴下後のテストプレートを判定
ヒーター内蔵で低温時でも安心測定

モードセレクトで
反応時間経過後のテストプレートも判定できます。

ジドウプリント

検査結果は
自動でプリントアウト

検体名 (ID) も印字されるため、結果の取り違い防止にもなります。

約 0.7Kg

※AC アダプタ、電池は含まない
幅 103mm 高さ 125mm 奥行き 220mm

軽量
コンパクトで
持ち運び可能

NEW

スマート QC リーダー[®]

デンシトメトリー分析装置

特定保守管理医療機器 届出番号41B2X10001000005

操作フロー



スマート QC リーダー

特定保守管理医療機器／届出番号41B2X10001000005

品番/88000

外形寸法 103×220×125mm (幅×奥行×高)

本体重量 約 0.7kg ※AC アダプタ、電池は含まない

電 源 ・専用 AC アダプタ
 入力 AC100V 50-60Hz 国内専用
 出力 DC12V 1.5A
 消費電力 最大 60W
 ・乾電池 単3形アルカリ乾電池 6本



4 987537 880007

◆別売品 サーマルロール紙 6本入
 品番/82011

スマート QC リーダー対応試薬

クイック チェイサー Flu A,B



品番/70000

10回用



4 987537 700008

クイック チェイサー Strep A



品番/70020

10回用



4 987537 700206

クイック チェイサー Adeno



品番/70030

10回用



4 987537 700305

クイック チェイサー RSV/hMPV



品番/70040

10回用



4 987537 700404

クイック チェイサー 肺炎球菌Ⅱ



品番/70050

10回用



4 987537 700503

クイック チェイサー 肺炎球菌/レジオネラ



品番/70060

10回用



4 987537 700602



製造販売元

株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

<https://www.mizuho-m.co.jp>

学術担当窓口 お客様専用 ☎ 0120-12-4636

月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00