



CLEVER MADE SIMPLE

血液ガス分析装置 ABL9

信頼性の高い血液ガス測定結果に
基づく患者ケア



販売名:血液ガスシステムABL9

届出番号:13B2X00079000015

シンプルな操作性


ABL9の測定プロセスやメンテナンスはシンプルです。検査室はもちろん分娩室や病棟などのPOCTの現場で、様々な方がご使用される場面に最適な装置です。

70uLのサンプルから緊急検査に必要な9項目を測定します。

日常業務のサポート

ABL9は小型ながら長年の技術と人工工学に基づいたインターフェースの組み合わせで、高い分析性能と直感的な操作型の両立を実現しました。

初めて扱う方でもスクリーン上に表示されるガイドに従うだけで、測定や消耗品の交換が容易に行えます。



THE TRUTH IS IN THE BLOOD

ABL9が重篤な患者の診断と治療をどのようにサポートできるかを示した6つのビデオを準備しています。

COPD

中毒症症例

敗血症

動脈穿刺の実施方法

血液ガスデータの解釈例

酸-塩基平衡の理解 (Tic-Tac-Toeツール)



**Whatever comes next,
we make sure life comes first.**

Radiometer products and solutions are used in hospitals, clinics, and laboratories in over 130 countries, providing information on critical parameters in acute care diagnostics. Through connected solutions, expert knowledge, and trusted partnership, we help health care professionals make diagnostic decisions to improve patient care.

ラジオメーター株式会社

本 社	〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35	☎(03) 4331-3500 (代)	名古屋	〒461-0004 名古屋市東区葵2-12-1	☎(052) 934-2711
営業所			大 阪	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-5-33	☎(06) 6350-2000
東 京	〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35	☎(03) 4331-3555	広 島	〒732-0814 広島市南区段原南1-3-53	☎(082) 568-6355
札 幌	〒001-0010 札幌市北区北10条西1-11	☎(011) 746-3390	高 松	〒760-0079 高松市松縄町1117-5	☎(087) 815-1551
仙 台	〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34	☎(022) 268-3008	福 岡	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前南1-10-4	☎(092) 433-0335
長 野	〒380-0904 長野市七瀬中町161-1	☎(026) 223-6855	鹿 児 島	〒892-0847 鹿児島市西千石町11-25	☎(099) 227-9383
金 沢	〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29	☎(076) 231-4455			

www.radiometer.com

血液ガス分析装置 ABL9

Clever made simple

タッチスクリーン


- タブレットのようなタッチスクリーン
- 直観的なユーザーインターフェース
- 画面でのステップごとのユーザーガイド

インレット

- セルフクリーニング機能
- 簡単なサンプル導入のための埋め込み式ライト
- シリンジとキャピラリーの2ポジション

センサーカセット

- 70 μ Lの血液から9種類のパラメータ
- 15~600種類の検査カセットを選択可能
- 厚膜センサテクノロジー



性能仕様:

- サンプル量: 70 μ L
- 測定時間: 80 秒、測定パラメータ9項目、演算パラメータ20項目

重量<7kg